

# HoyaiLog

Eingabe eines Auftrages


HOYA

# Eingabe der Rezeptwerte

The screenshot shows the Hoyalog web application interface for entering prescription values. The interface is displayed in a Firefox browser window. The main content area features a navigation bar with tabs for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The 'Rezeptwerte' tab is active, showing a pair of glasses with input fields for prescription values for both eyes (Right and Left). The values entered are: Right eye: Sph. -2.00 dpt, Zyl. (empty), Achse (empty), Add. +2.00 dpt; Left eye: Sph. -3.00 dpt, Zyl. (empty), Achse (empty), Add. +2.00 dpt. Below the glasses, there is a 'Prisma' section with radio buttons for 'Kein Prisma definiert', 'Prismen horizontal/vertikal', and 'Resultierendes Prisma'. The 'Prismen horizontal/vertikal' option is selected, and there are input fields for 'Rechts' and 'Links' for both 'Horizontal' and 'Vertikal' prism, with radio buttons for 'Innen' and 'Außen' (for horizontal) and 'Oben' and 'Unten' (for vertical). A 'Weiter' button is located at the bottom right of the main content area. The right sidebar contains a 'Lieferinformation' section with 'Anfertigung +4/+5' and a 'News' section with a soccer-related image.

1. Rezeptwerte eingeben
2. ggf. Prisma

# Auswahl der Glases



The screenshot shows the Hoyalog web application interface. The browser address bar displays [www.hoyalog.de/order/9764679#lens](http://www.hoyalog.de/order/9764679#lens). The main navigation bar includes tabs for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The 'Glasauswahl' tab is active, and the 'Designspezifische Parameter' sub-tab is highlighted with a red circle. The interface is divided into several sections:

- Glasauswahl:** Includes a dropdown for 'Bitte wählen Sie Ihren Favoriten' and a 'Bitte nur Lagergläser anzeigen' checkbox.
- Glastyp:** A dropdown menu showing 'Hersteller' as 'Hoya' and a list of options: 'Gleitsicht', 'Nahbereich', and 'Mehrstärken'.
- Design:** A search bar and a list of design options: 'Hoyalux iD MyStyle V+', 'Hoyalux iD MyStyle', 'Hoyalux iD', 'Hoyalux iD LifeStyle V+ Harmony', and 'Hoyalux iD LifeStyle V+ Clarity'.
- Material (Kunststoff):** A search bar and a list of material options: 'Eyvia 1.74 (RX)', 'Eynoa 1.67 (RX)', and 'Eyvia 1.60 (RX)'.
- Progressionszone:** A dropdown menu showing 'Progressionszone' as '14'.
- Angebot:** A text box showing 'Zur Zeit kein Angebot.'
- Durchmesser:** A dropdown menu showing 'Durchmesser' as '80'.

At the bottom right, there are buttons for 'Unterschiedlich R/L' and 'Weiter'. The Hoya logo is visible in the bottom right corner of the application.

Erst wird der Glastyp, dann das Design und dann das Material. Bei der ID Familie wird noch die Progression ausgewählt. In den designspezifischen Parametern ist der iDentifier hinterlegt.

# Eingabe der Entspiegelung

The screenshot shows the Hoyalog web interface in a Firefox browser window. The address bar displays 'www.hoyalog.de/order/9764679#treatments'. The page features a navigation bar with icons for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The main content area is divided into three columns: 'Entspiegelungen', 'Farben', and 'Phototrop/Polarisierend/Filter'. Each column contains a list of options and an 'Alles anzeigen' button. The 'Entspiegelungen' list currently shows 'i-VL-BlueControl', and the 'Alles anzeigen' button is circled in red. The 'Farben' list shows 'Keine Farbe' and 'F-Maroon 15%', and the 'Phototrop/Polarisierend/Filter' list shows 'Kein Phototrop usw.', 'Sensity Braun', and 'Sensity Grau'. On the right side, there is a sidebar with 'Lieferinformation' (Anfertigung +4/+5), a table of optical data, and a 'News' section.


	Rechts	Links
Sph.:	-2,00	-3,00
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
Add.:	+2,00	+2,00
Durchme.:	80	80
Design:	Hoyalux ID MyStyle V+	
Material:	Eyas 1.60	
Kommas.:	Test	

Klickt der Kunde auf „alles anzeigen“ werde ihm alle für dieses Material vorhandenen Entspiegelungsarten angezeigt. Das gleiche gilt auch für die Farben.

# Eingabe Mets

The screenshot shows the HoyaLog web application interface. The browser address bar displays 'www.hoyailog.de/order/9764679#shapeDefinition'. The application has a navigation bar with tabs: 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The 'Fassung/Form' tab is active. Below the navigation bar, there are input fields for 'Fassungsgröße' (A, B, Brückenweite) and 'Fassungstyp'. A grid of 'Vordefinierte Formen' (predefined shapes) is visible. The 'Eingebene Formen' (entered shapes) section shows 'C (ABC Mets Form)' with the value '3344'. The 'Service' section has a checked box for 'METS'. On the right side, there is a sidebar with 'Lieferinformation' (delivery information) for 'Anfertigung +4/+5', a user profile for 'Thomas Rogge', and a news section for 'WM-Aktion 2014'. The Hoya logo is at the bottom right.

1. Fassungsgröße und Stegweite eingeben
2. Fassungstyp auswählen
3. Form auswählen



# Eingabe der Zentrierdaten

Firefox - Hoyalog

www.hoyalog.de/order/9764679#frameCustomer

Hoyalog Commander Hoya iIdentifizier Wetter Osterfeld, Nord... Wetter Beruwala, West...

Auftrag Management

Kunde Rezeptwerte Glasauswahl Veredelung Fassung/Form

Fassung oder Form Fassung und Kunde Glas-/Fassungsservice Formenansicht

Zentrierdaten

	Rechts	Links	
Fern-PD	34.0 mm	34.0 mm	
Nah-PD	mm	mm	
Hauptdurchblickspunkt	19.0 mm	19.0 mm	Messverfahren Kastenmaß
Segmenthöhe	mm	mm	Messverfahren Kastenmaß

Fassungsdaten

	Rechts	Links	
Hornhautscheitelabstand	12.0 mm	12.0 mm	Messverfahren Hornhautscheitelabstand
Fassungsvorneigung	8.0 °		Messverfahren Fassungsvorneigung
Fassungsscheibenwinkel	4.0 °		Messverfahren Fassungsscheibenwinkel

Weiter

Auftrag unvollständig

Lieferinformation

Anfertigung +4/+5 Details

	Rechts	Links
Sph.:	-2,00	-3,00
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
Add.:	+2,00	+2,00
Durchm.:	80	80
Design:	Hoyalux ID MyStyle V+	
Material:	Eyas 1.60	
Kommis.:	Test	

Thomas Rogge

News

Donnerstag ist das Spiel der Profis

And the winner is... mehr


HOYA

# Glas-/Fassungsservice

The screenshot displays the Hoyalog web application interface. The browser address bar shows the URL [www.hoyalog.de/order/9764679#edgingMountingServices](http://www.hoyalog.de/order/9764679#edgingMountingServices). The application has a navigation menu with tabs for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The 'Fassung/Form' tab is active, and the 'Glas-/Fassungsservice' sub-tab is selected. The main content area shows two options: 'Kein Service' (with a crossed-out icon) and 'Komplett Montage (Mounting)' (with a mounting icon). The right sidebar contains a status indicator 'Auftrag unvollständig', a 'Lieferinformation' section for 'Anfertigung +4/+5', a table of optical parameters, a user profile for 'Thomas Rogge', and a 'NEWS' section for 'SENSITY'.

	Rechts	Links
Sph.:	-2,00	-3,00
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
Add.:	+2,00	+2,00
Durchme.:	80	80
Design:	Hoyalux ID MyStyle V+	
Material:	Eyas 1.00	
Kommits.:	Test	

Da hier mit ABC-Mets gearbeitet wird, wird auch nur „kein Service“ angezeigt.



# Eingabe der Zentrierdaten

Firefox - Hoyalog

www.hoyalog.de/order/9764679#frameCustomer

Hoyalog Commander Hoya iIdentifizier Wetter Osterfeld, Nord... Wetter Beruwala, West...

Auftrag Management

Kunde Rezeptwerte Glasauswahl Veredelung Fassung/Form

Fassung oder Form Fassung und Kunde Glas-/Fassungsservice Formenansicht

### Zentrierdaten

	Rechts	Links	
Fern-PD	34.0 mm	34.0 mm	
Nah-PD	mm	mm	
Hauptdurchblickspunkt	19.0 mm	19.0 mm	Messverfahren Kastenmaß
Segmenthöhe	mm	mm	Messverfahren Kastenmaß

### Fassungsdaten

	Rechts	Links	
Hornhautscheitelabstand	12.0 mm	12.0 mm	Messverfahren Hornhautscheitelabstand
Fassungsvorneigung	8.0 °		Messverfahren Fassungsvorneigung
Fassungsscheibenwinkel	4.0 °		Messverfahren Fassungsscheibenwinkel

Weiter

Auftrag unvollständig

### Lieferinformation

#### Anfertigung +4/+5

	Rechts	Links
Sph.:	-2,00	-3,00
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
Add.:	+2,00	+2,00
Durchm.:	80	80
Design:	Hoyalux ID MyStyle V+	
Material:	Eyas 1.60	
Kommis.:	Test	

Thomas Rogge


News

Donnerstag ist das Spiel der Profis

And the winner is... mehr

HOYA





# Formenansicht

Firefox | Hoyalog | www.hoyalog.de/order/9764679#shapeView

Hoyalog Commander | Hoya iIdentifier | Wetter Osterfeld, Nord... | Wetter Beruwala, West...

Auftrag Management

Kunde Rezeptwerte Glasauswahl Veredelung **Fassung/Form**

Fassung oder Form Fassung und Kunde Glas-/Fassungsservice **Formenansicht**

Vorschau

Fassung/Form  
 Dicken  
 Bohrfächer  
 Zentrierpunkt  
 Rohglas

Parameter	R	L
A-Größe	50.00	50.00
B-Größe	30.00	30.00
Brückenweite	16	
(EP) Zentrierpunkt	19.0	19.0
Pupillen Distanz	34	34
Minimale Randdicke	1.43	1.43
Maximale Randdicke	2.23	2.84
Durchmesser	56	56
(CT) Mittendicke	1.2	1
(CT-EP)	1.2	1

3D Ansicht  
Dezentration  
Form ändern

56mm 50.00mm 16mm 50.00mm

Weiter

Auftrag vollständig

Lieferinformation

**Anfertigung +4/+5** Details

	Rechts	Links
Sph.:	-2,00	-3,00
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
add.:	+2,00	+2,00
Durchme.:	65	65
Design:	Hoyalux ID MyStyle V+	
Material:	Eyas 1.60	
Kommis.:	Test	

Thomas Rogge

News &V

**35 Jahre** HOYA

35 Jahre Hoya Lens  
Deutschland GmbH – 35 Jahre  
Partnerschaft...mehr

HOYA

# Zusammenfassung und Bestellung

Firefox | HoyaiLog | www.hoyaiog.de/order/9764679#orderSummary

HoyaiLog Commander | Hoya iDentifier | Wetter Osterfeld, Nord... | Wetter Beruwala, West...

Auftrag Management

Kunde Rezeptwerte Glasauswahl Veredelung Fassung/Form

Auftrag vollständig

Lieferinformation  
**Anfertigung +4/+5** Details

Zusammenfassung der Auftragsdaten (Es liegen keine Meldungen oder Hinweise vor)

Ihr Auftrag wird ausgeliefert an  
Hoya Lens Deutschland GmbH  
Krefelder Str. 350  
... de 41066 Mönchengladbach

**Kunde**  
Kommission: Test

**Rezeptwerte**

	Rechts	Links
Sph.:	-2,00 dpt	-3,00 dpt
Zyl.:	-	-
Achse:	-	-
Add.:	+2,00 dpt	+2,00 dpt

**Glasauswahl**

Glasauswahl: Hoyalux iD MyStyle V+ EYAS 1.60  
 Durchmesser: 80  
 Progressionszone: 14  
 Leseabstand: 40,00 cm  
 Ferne - Variation: 05  
 Nähe - Variation: 5  
 Additionsmessverfahren: Vor Fernmessglas  
 METS ist ausgewählt

**Veredelung**  
Entspiegelung: HVL-BlueControl

**Fassung/Form**

	Rechts	Links
Fern-PD:	34,0 mm	34,0 mm
Nah-PD:	-	-
Hauptdurchblickspunkt:	19,0 mm	19,0 mm
Segmenthöhe:	-	-
Hornhautscheitelabstand:	12,0 mm	12,0 mm
Fassungsvorneigung:	8,0	
Fassungsscheibenwinkel:	4,0	
A:	50,0 mm	
B:	30,0 mm	
Brückenweite:	16,0 mm	
Fassungstyp:	Acetate	
C (ABC Mets Form):	3344	

Thomas Rogge

News  
**SENSITY**  
SEBSTERFÄHRENDE BRILLENGLÄSER  
Infos zu der neuen phototropen Beschichtung Hoya Sensity ...mehr

Bestellen Übersicht drucken

HOYA

