


The background is a vibrant blue gradient with several overlapping circles of varying sizes and opacities. Some circles are solid blue, while others are semi-transparent, creating a layered effect. There are also lens flare or light streak effects scattered across the scene, particularly in the lower right quadrant.

HoyaiLog

Das Programm

HOYA

1. Log - In



Der Log – In erfolgt immer mit den Hoyanet – Zugangsdaten. Auch Mitarbeiterzugänge werden akzeptiert.

2. Feld : Kunde

The screenshot shows the Hoyalog web application interface. The browser address bar displays `www.hoyalog.de/order/9852068#customer`. The page title is "Hoyalog Commander". The navigation menu includes "Auftrag" and "Management". The main content area features a navigation bar with icons for "Kunde", "Rezeptwerte", "Glasauswahl", "Veredelung", and "Fassung/Form". Below this, a form field labeled "Kommission" is visible, with a yellow input area. A checkbox below the field is labeled "Der Endverbraucher hat zugestimmt, dass seine Kontaktdaten im Hoyalog gespeichert werden." The right sidebar contains a status indicator "Auftrag unvollständig", a "Lieferinformation" section with "Keine Angabe", a table with columns "Rechts" and "Links", a user profile for "Thomas Rogge", a "News" section with a soccer image and the text "And the winner is...mehr", and a "HOYA" logo at the bottom.

| Rechts | Links |
|-----------|-------|
| Sph.: | - |
| Zyl.: | - |
| Achse: | - |
| Add.: | - |
| Durchme.: | - |
| Design: | - |
| Material: | - |
| kommiss.: | - |

Hier kann der Kunde die Kommission für den Auftrag eingeben. Dies Feld wird bei vielen Kunden nicht angezeigt. Man kann die Kommission auch am Ende des Auftrages eingeben.

3. Rezeptwerte

The screenshot shows the Hoyalog web interface for entering prescription values. The 'Rezeptwerte' tab is active. A dropdown menu for 'Normal' is highlighted with a red circle, and a red arrow points from it to the explanatory text below. The interface shows input fields for Sph., Zyl., Achse, and Add. for both eyes, and a 'Prisma' section with radio buttons for 'Kein Prisma definiert', 'Prismen horizontal/vertikal', and 'Resultierendes Prisma'. A 'Weiter' button is at the bottom right.

Hier erfolgt die Eingabe der Refraktionswerte. Auch die Auswahl wie REF, AG/Glas usw.. wird hier ausgewählt.

4. Glasauswahl

The screenshot shows the Hoyalog web application interface. The browser address bar displays www.hoyalog.de/order/9852068#tiens. The page title is "Hoyalog Commander". The navigation bar includes "Auftrag" and "Management". The main navigation menu has "Kunde", "Rezeptwerte", "Glasauswahl" (selected), "Veredelung", and "Fassung/Form". The "Glasauswahl" section is titled "Glas/Fassung Anfertigungsoptionen". It features a search bar "Bitte wählen Sie Ihren Favoriten" and a checkbox "Bitte nur Lagergläser anzeigen". There are three selection panels: "Glastype" with a dropdown for "Hersteller" set to "Hoya" and a list containing "Gleitsicht", "Nahbereich", and "Mehrstärken"; "Design" with a search bar and a list containing "Hoyalux ID MyStyle V+", "Hoyalux ID MyStyle", "Hoyalux ID", "Hoyalux ID LifeStyle V+ Harmony", and "Hoyalux ID LifeStyle V+ Clarity"; and "Material" with a search bar and the text "Erst Design auswählen". A "Produktsuche" button is located above the Design panel. The right sidebar contains a "Lieferinformation" section with "Keine Angabe", a table with columns "rechts" and "links", a user profile for "Thomas Rogge", and a "News" section with a soccer-related image and the text "WM-Aktion 2014 ...mehr". The Hoya logo is at the bottom right. At the bottom of the main content area, there are buttons for "Unterschiedlich R/L" and "Weiter".

Durch Eingabe der Glaswerte (hier mit ADD), werden in der Glasauswahl nur Gläser angezeigt, in denen die ADD gefordert wird

4.1 Glas/Fassung Anfertigungsoptionen

The screenshot displays the 'Glasauswahl' (Glass Selection) section of the Hoyalog web application. The browser address bar shows 'hoyalog.com/order/9899219#manufacturingOptions'. The page is in 'Customer Service Mode' and features a navigation bar with icons for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The main content area is titled 'Glas/Fassung Anfertigungsoptionen' and includes several configuration sections:

- Service:** Includes checkboxes for 'METS', 'HOYA Randungsservice', and 'Slab off', along with a note: 'Bitte dieses Feld nicht deaktivieren!'.
- Gewichtsausgleich:** A dropdown menu currently set to 'Keine Angabe'.
- Matt:** A dropdown menu currently set to 'Keine Angabe'.
- Curved:** A dropdown menu set to 'Curved nicht möglich'.
- Sonderangaben:** A section for special requirements with the following options:
 - Basiskurve: Includes input fields for 'Rechts' and 'Links' in 'dpt'.
 - Keine Änderung
 - Mittendicke: Includes input fields for 'Rechts' and 'Links' in 'mm'.
 - Mindestranddicke
 - Die Mindestdicke am Bohrlloch
 - Auswahl zur Zeit nicht möglich: Includes input fields for 'Rechts' and 'Links' in 'mm'.
 - Durchmesser (gewünscht): Includes input fields for 'Rechts' and 'Links' in 'mm'.

On the right side, there is a 'Lieferinformation' section with 'Keine Angabe' and a table with columns 'Rechts' and 'Links'. Below this is a 'Name des' section with fields for 'Name des', 'Bearbeiter', 'Werkstation ID', 'Land', 'Kundennummer', and 'Firmenname', along with a 'Bearbeiten Sie besonders' button. At the bottom right, there are fields for 'Kundennummer', 'Land' (set to 'Germany'), and a 'Weiter' button.

Hier werden Sondereingaben, wie Kleinerer Durchmesser, Basiskurve oder auch Mets auswählen.

5. Veredelung

The screenshot shows the 'Veredelung' (Finishing) section of the HoyaiLog software. The interface includes navigation tabs for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. Three dropdown menus are visible: 'Entspiegelungen' (selected), 'Farben', and 'Phototrop/Polarisierend/Filter'. Below these is a table listing various finishing options with their characteristics. A right sidebar shows 'Lieferinformation' and 'Keine Angabe'.

| Kürzel | Voller Name | Hard | Entspiegelung | Wasserabweisend | ET beide Seiten | Farbloser Reflex | Blue-Control | Verspiegelt |
|-----------------|-----------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| AMBER | AMBER | X | X | X | X | X | X | X |
| AR | AR | X | X | X | ✓ | X | X | X |
| ARS | ARS | X | ++ | ++ | ✓ | X | X | X |
| FMC | Filter-Multi-Coat | X | +++ | +++ | ✓ | X | X | X |
| HARD | HARD | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| HVA | Hi-Vision Aqua | ✓ | ++ | ++ | ✓ | X | X | X |
| HVA-R | Hi-Vision Aqua Rück | ✓ | ++ | ++ | X | X | X | X |
| HVL | Hi-Vision LongLife | ✓ | +++ | +++ | ✓ | X | X | X |
| HVL-BlueControl | Hi-Vision LongLife Bl | ✓ | +++ | +++ | ✓ | X | ✓ | X |
| HVL-UV Control | Hi-Vision LongLife U | ✓ | +++ | +++ | ✓ | X | X | X |

In diesem Feld werden:

1. Entspiegelung
2. Farbe
3. Phototrop

ausgewählt.

6. Fassung/Form

The screenshot shows the Hoyalog Commander web application interface. The browser address bar displays 'hoyalog.com/order/9899219#shapeDefinition'. The application header includes 'Hoyalog Commander', 'Hoya Identifier', and 'Wetter Osterfeld, Nord...' and 'Wetter Beruwala, West...'. The main navigation bar contains several icons: 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. The 'Fassung oder Form' button is circled in red. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Eingegebene Formen nach Nr.' and contains a message box: 'Dieser Auftrag enthält keine Form- oder Fassungsdaten!'. On the left side, there is a vertical menu with icons for 'Formen', 'Tracer', 'Gespeicherte Fassungen', and 'ABC METS'. On the right side, there is a sidebar with 'Lieferinformation' (Keine Angabe), 'Rechts Links' table, and a 'Name des Rogge' section with various fields and a 'Bearbeiten Sie besonders' button.

| Rechts | Links |
|-----------|-------|
| Sph.: | - |
| Zyl.: | - |
| Achse: | - |
| Add.: | - |
| Durchm.: | - |
| Design: | - |
| Material: | - |
| Kommis.: | - |

Name des Rogge
Bearbeiter:
Werkstatz ID: 63970
Land: H006
Kundennummer: 390963
Firmenname: Center Optik
Bearbeiten Sie besonders

Kundennummer:
Land: Germany
Wetter:

In diesem Feld wird die Art der Formauswahl, wie ABC-Mets, Tracer oder auch Fassungsspeicher ausgewählt.

6.1 Fassung und Kunde

hoyalog.com/order/9899219#frameCustomer

Hoyalog Commander Hoya iDentifier Wetter Osterfeld, Nord... Wetter Beruwala, West...

Customer Service Mode Auftrag Management

Kunde Rezeptwerte Glasauswahl Veredelung Fassung/Form

Fassung oder Form Fassung und Kunde Glas-/ Fassungs-service Formenansicht

Zentrierdaten

| | Rechts | Links | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fern-PD | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | |
| Nah-PD | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | |
| Hauptdurchblickspunkt | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | Messverfahren Kastenmaß |
| Segmenthöhe | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | Messverfahren Kastenmaß |

Fassungsdaten

| | Rechts | Links | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Hornhautscheitelabstand | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | Messverfahren Hornhautscheitelabstand |
| Fassungsvoeneigung | <input type="text"/> * | | Messverfahren Fassungsvoeneigung |
| Fassungsseibenwinkel | <input type="text"/> * | | |

Lieferinformation
Keine Angabe

| Rechts | Links |
|-----------|-------|
| Sph.: | - |
| Zyl.: | - |
| Achse: | - |
| Add.: | - |
| Durchm.: | - |
| Design: | - |
| Material: | - |
| Kommis.: | - |

Name des Rige
Bearbeiter: 65970
Werkstation ID: 65970
Land: H006
Kundennummer: 390903
Firmenname: Center Optik

Bearbeiten Sie besonders

Kundennummer:
Land: Germany
Weiter

Eingabe der PD, Durchblicks- oder Segmenthöhe. Aber auch für das Mystyle – Glas die speziellen Werte.

6.2 Glas/Fassungsservice

The screenshot shows a web browser window with the URL www.hoyalog.de/order/9764679#edgingMountingServices. The page features a navigation bar with tabs for 'Kunde', 'Rezeption', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'. Below this, there are several service selection options: 'Kein Service', 'HOYA Randungsservice (Fertrandung)', and 'Komplett Montage (Mounting)'. The 'Glas-/Fassungsservice' tab is highlighted with a red circle, and the 'Komplett Montage (Mounting)' option is also circled in red. A red arrow points from the 'Komplett Montage (Mounting)' option to the text below. The right sidebar contains a 'Lieferinformation' section with 'Anfertigung +3/+4' and a 'News' section with a soccer-related image.

Hier kann der Kunde wählen, ob er den Auftrag nur mit Mets geliefert haben will, oder auch noch gerandet haben will. Das Feld komplette Montage ist noch nicht für Kunden sichtbar, ist aber in Planung.

6.3 Formansicht

The screenshot displays the Hoyalog software interface for the 'Formensicht' (Form View) of a Lindberg Rim. The main area shows two 3D models of the lens in the frame, with dimensions such as 54mm, 47mm, 30.62mm, and 18mm. A parameter table is visible on the right side of the main area.

| Parameter | R | L |
|--------------------|-------|-------|
| A-Größe | 47.96 | 47.96 |
| B-Größe | 30.62 | 30.62 |
| Brückenweite | 18 | |
| (EP) Zentrierpunkt | 18.0 | 19.0 |
| Pupillen Distanz | 32 | 32 |
| Minimale Randdicke | 1.63 | 1.33 |
| Maximale Randdicke | 3 | 2.41 |
| Durchmesser | 64 | 64 |
| (CT) Mittendicke | 1 | 1 |
| (CT-EP) | 1 | 1 |

The sidebar on the right contains the following information:

- Auftrag vollständig
- Lieferinformation
- Anfertigung +4/+5
- Thomas Rogge
- News
- 35 Jahre HOYA
- 25 Jahre Hoya Lens Deutschland GmbH – 35 Jahre Partnerschaft ...mehr

Hier werden die Dicken und auch die Abbildung wie das Glas in der Fassung aussieht angezeigt.

7. Zusammenfassung der Auftragsdaten

The screenshot displays the 'Zusammenfassung der Auftragsdaten' (Order Summary) page on the Hoyalog website. The page is organized into several sections:

- Navigation:** A top bar with 'Auftrag' and 'Management' buttons, and a secondary bar with icons for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'.
- Order Status:** A green circle icon indicates 'Auftrag vollständig' (Order complete).
- Customer Information:** A box titled 'Ihr Auftrag wird ausgeliefert an' (Your order will be delivered to) containing the address: Hoya Lens Deutschland GmbH, Krefelder Str. 350, 41066 Mönchengladbach.
- Order Details:** A central area with tabs for 'Kunde', 'Rezeptwerte', 'Glasauswahl', 'Veredelung', and 'Fassung/Form'.
 - Rezeptwerte (Prescription Values):**

| | Rechts | Links |
|-------|-----------|-----------|
| Sph.: | -2,00 dpt | -3,00 dpt |
| Zyl.: | - | - |
| Axis: | - | - |
| Add.: | +2,00 dpt | +2,00 dpt |
 - Glasauswahl (Lens Selection):**

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Glasauswahl: | Hoyalux iD MyStyle V+ EYAS 1.60 |
| Durchmesser: | 80 |
| Progressionszone: | 14 |
| Leseabstand: | 40,00 cm |
| Ferne - Variation: | 05 |
| Nähe - Variation: | 5 |
| Additionsmessverfahren: | Vor Fernmessglas |
 - Veredelung (Coating):** HVL-BlueControl
 - Fassung/Form (Mounting/Frame):**

| | Rechts | Links |
|--------------------------|---------|---------|
| Fern-PD: | 34,0 mm | 34,0 mm |
| Nah PD: | 19,0 mm | 19,0 mm |
| Hauptdurchblickspunkt: | - | - |
| Segmenthöhe: | 12,0 mm | 12,0 mm |
| Hornhautscheitelabstand: | 8,0 | 4,0 |
| Fassungsvorneigung: | 8,0 | 4,0 |
| Fassungsscheitelwinkel: | 8,0 | 4,0 |
- Order Summary Table:**

| | Rechts | Links |
|---------------|-------------|----------|
| A: | 62,71 mm | 62,65 mm |
| B: | 38,13 mm | 38,37 mm |
| Brückenweite: | 13,3 mm | |
| Fassungstyp: | Acetate | |
| Name: | Krass Krass | |
| Model: | 7290 | |

- Right Sidebar:** Contains 'Lieferinformation' (Delivery Information) for 'Anfertigung +3/+4' (Production +3/+4 days), a user profile for 'Thomas Rogge', and a 'News' section with a soccer-related image.
- Buttons:** At the bottom, there are two green buttons: 'Bestellen' (Order) and 'Übersicht drucken' (Print Overview), the latter of which is circled in red.

Auf dieser Seite kann der Kunde die eingegebenen Daten nochmals überprüfen und ggf. ändern. Auch kann er hier sich die komplette Seite ausdrucken.