


HoyalLog

Installation


HOYA



Willkommen beim Hoyailog

Auf den nächsten Seiten wird Ihnen Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie das HoyaiLog auf Ihren Rechner installieren.

Eingabe der Hoyanetzugsangsdaten




The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'www.hoyalog.de'. The page content includes the HOYA iLOG logo and a login form with the following fields:


- Kundennummer
- Benutzername
- Passwort

Below the password field is an 'Anmeldung' button with a right-pointing arrow.


Mit den Hoyanetzugsangsdaten wird der Login durchgeführt. Die Zugangsdaten werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nur per Post an den Kunden geschickt.



Einstellungsassistent



Im Einstellungsassistenten werden die Grundeinstellungen des HoyaiLink festgelegt.



Kontakt

The screenshot shows a web browser window with the URL www.hoyalog.de/opticiansettings#contact. The page title is 'Hoyalog Commander Hoya iDentifizier'. The main content area is titled 'Kontakt' and contains a form for editing contact information. The form is currently in 'In Bearbeitung' (In Progress) mode. The form fields are as follows:

Field	Value	Availability
Firmenname	Hoya Lens Deutschland GmbH	
Firmenname 2		
Strasse/Nr.	Krefelder Str. 350 ...	
Land/PLZ/Ort	DE 41066 Mönchengladbach	
Telefon	02161/652-3139	
Fax	02161/652-3639	<input type="checkbox"/> Nicht verfügbar
E-Mail		<input type="checkbox"/> Nicht verfügbar
Webseite (URL)		<input type="checkbox"/> Nicht verfügbar


At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Änderung übernehmen' (Save changes). A red arrow points from the text below to this button.

Im Unterpunkt Kontakt wird die Geschäftsadresse angezeigt. Diese Daten kommen aus dem Hoyanet. Wenn eine Änderung vorgenommen wird und auf **Änderung übernehmen** geklickt wird, werden die auch im Hoyanet geändert.

Basis Einstellungen

Hier werden:


1. Startseite des HoyaiLog
2. Messverfahren für die Zentrierung
3. Zylindereinstellung (+ oder -) eingestellt.



Arbeitsplätze

The screenshot shows a web browser window with the URL `www.hoyalog.de/opticiansettings#tracer`. The page title is "Hoyalog Commander Hoya iDentifier". The navigation menu includes "Einstellungen", "Benutzer", "Produkte", and "Arbeitsplätze". The "Arbeitsplätze" section is active, showing a message: "Hoyalink ist nicht installiert oder die Konfiguration ist nicht korrekt." The sidebar on the right displays the user name "Thomas Rogge" and a "News" section with a small image of a person pushing a cart and the text "Auslieferungen über die Ostertage ...mehr". The HOYA logo is visible in the bottom right corner of the interface.


Hier werden unter Downloads der Hoyalink und die Desktop Symbole heruntergeladen und installiert





Installieren des HoyaiLink



1. Herunterladen und Installation beginnen



2. Internet-Browser schließen



3. Installieren



4. auf Standard Modus klicken



5. auf WebStorage klicken



HoyaiLink Konfiguration



Kein Proxy
 Proxy

Proxy Adresse:

Proxy Benutzername:

Proxy Passwort:

6. Falls ein Proxy Server vorhanden, wird dieser hier hinterlegt, wenn nicht dann auf WEITER klicken



7. um die Installation zu beenden, hier auf Fertig klicken

